PROMA MEDICAL

SCHRÖDER HEALTH PROJECTS

SCH 4040

PAT PENTRU ATI CU SALTEA VISCO



SPECIFICATII GENERALE

- Reglarea electrică a spătarului, înălțimii, picioarelor, trendelenburg-ului și reglajul invers al trendelenburg-ului.
- Suprafață din patru secțiuni detasabile ușor de curatat.
- Reglarea electrica a înălțimii de la 37 cm la 80 cm.
- Operare electrica pentru poziții trendelenburg, trendelenburg invers, fowler și poziții vasculare.
- 4 unități de control pentru pacienți și asistente pe șinele laterale superioare interioare și exterioare.
- Unitatea de control pentru asistenta la capătul patului
- Mânerul Auto-CPR pe partea stângă și dreapta a patului.
- Sistem automat dublu de regresie pe spătar și suportul pentru picioare
- Design igienic (PP), șinele laterale mascate si cu blocare se folosesc usor doar cu o mână.
- Capacitatea de lucru de siguranță de 250 kg include toate accesoriile.
- Indicator de înălțime minimă cu lampă led pentru siguranța pacientului.
- Distanță zero între saltea și suportul pentru cap
- Cadru tubular din oțel cu capace de plastic ABS detașabile
- Suporturi detasabile pentru cap si pentru picioare
- Roti centrale de 150 mm cu sistem de blocare, una dintre ele anti-statica.
- Rotile se blochează cu patru pedale colțare laterale.
- Roti duble, (roți cu bandă dublă)
- Cadru metalic vopsit prin acoperire cu pulbere.

SCHRÖDER HEALTH PROJECTS

Proma Medikal Ltd.Şti SIRASOGUT MAH. GAZIANTEP CAD NO:3 SAHINBEY GAZIANTEP

Ph : +90 850 202 77 50 Fax: +90 342 230 15 83 www.schroder.com.tr info@schroder.com.tr

Factory : BASPINAR (ORGANIZE) OSB MAH. OSB 5.BOLGE 83548 NO CAD. NO:6 SEHITKAMIL GAZIANTEP TURKEY

PROMA MEDICAL

SCHRÖDER HEALTH PROJECTS

SCH 4040 PAT PENTRU ATI CU SALTEA VISCO

- Stand inoxidabil reglabil pe înălțime .
- Poziția de rupere a genunchiului, ușor reglabilă.
- Patru bare de protecție la fiecare colț.
- CPR manual pe ambele părți ale patului, de asemenea, butonul electric pe panourile de comandă ale șinei.
- Unghi pentru spate.
- Unghi pentru pat ca trendelenburg.
- Poziția cardiaca a scaunului cu un singur buton.
- Poziția șoc cu un singur buton.
- Poziția Semi-Fowler cu un singur buton.
- Poziția de ieșire și intrare din pat cu un singur buton.
- Poziția de examinare cu un singur buton.
- Butonul de blocare de siguranța a panoului de control.
  Stand IV telescopic reglabil pe înălțime .
- Stand IV in cele patru colturi și găuri pentru accesorii.
- Cârlige pentru pungă de drenaj situate pe fiecare parte a patului.
- Baterie de rezerva cu indicator de nivel și de încărcare.
- Spătar transparent la raze X și suport de casetă.
- Lumina sub pat.
- A cincea roata de 150 mm
- Motor standard silentios pentru curent continuu IPX6W.
- Saltea cu gel cu memorie Visco 90x200x13 cm cu acoperire antibacteriana rezistenta la foc.



SCHRÖDER HEALTH PROJECTS
Proma Medikal Ltd.Şti SIRASOGUT MAH. GAZIANTEP CAD NO:3 SAHINBEY GAZIANTEP
Ph : +90 850 202 77 50 Fax: +90 342 230 15 83 www.schroder.com.tr info@schroder.com.tr
Factory : BASPINAR (ORGANIZE) OSB MAH. OSB 5.BOLGE 83548 NO CAD. NO:6 SEHITKAMIL GAZIANTEP TURKEY

PROMA MEDICAL

SCHRÖDER HEALTH PROJECTS

SCH 4040 PAT PENTRU ATI CU SALTEA VISCOSS

•Lungime totală	: 220 cm
• Lungimea totală (cu extensie)	: 240 cm
• Lățimea totală	: 100 cm
• Suportul pentru saltea	: 90x200 cm
• Gama de înălțime	: 37-82 cm
• Trendelenburg	: 0˚-16˚
• Trendelenburg invers	: 0˚-16˚
• Unghiul spătarului (max.)	: 70˚
• Unghiul pentru picioare (max.)	: 34˚
• Diametru roată	: 150 mm
• Inaltime sub pat	: 15 cm
•Greutatea produsului	: 148 kg
• Sarcină de lucru sigură (cu accesorii)	: 250 kg
• Alimentare electrica	: 1.5A max. At 240V AC 50-60 Hz
• Protectie la soc electric	: Clasa I, Tip B
• Protectie la patrunderea lichidelor	: IPX6
• Baterii	:IPX6W : 2x 12V legate in serie, etanse, reincarcabile 1.2 amp hrs





SCHRÖDER HEALTH PROJECTS
Proma Medikal Ltd.Şti SIRASOGUT MAH. GAZIANTEP CAD NO:3 SAHINBEY GAZIANTEP
Ph : +90 850 202 77 50 Fax: +90 342 230 15 83 www.schroder.com.tr info@schroder.com.tr
Factory : BASPINAR (ORGANIZE) OSB MAH. OSB 5.BOLGE 83548 NO CAD. NO:6 SEHITKAMIL GAZIANTEP TURKEY