AMBULATORIO

ARREDI E ATTREZZATURE



GIVAS srl

Scrivanie

Writing desk




Nuovo sistema per arredare lo spazio dedicato al lavoro con la massima eleganza, funzionalità e semplicità. Estremamente flessibile e versatile con una estesa gamma di componenti idonei all'allestimento di postazioni singole o di work-team. Con l'impiego degli schermi divisori si incrementa la possibilità di riservatezza e di delimitazione delle aree di attività.
Disponibile in 7 finiture melaminiche (Perla, Antracite, Crema, Salvia, Acero, Ciliegio, Rovere Sbiancato) combinabili con strutture metalliche di colore alluminio ed antracite.

Struttura realizzata in resine melaminiche cat. EI, finitura antigrafio e antimacchia, spessore 18 mm con schiene sempre in resine melaminiche dello spessore di 18 mm.
Ante in resine melaminiche cat. EI, finitura antigrafio e antimacchia, spessore 18 mm. Ripiani in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, a sezione scatolare e verniciata con polveri epossidiche termoindurenti antigrafio. Scrivanie in resine melaminiche cat. EI, finitura antigrafio e antimacchia, bordati in ABS antiurto dello spessore di 3 mm.
Spessore dei piani 25 mm. Struttura portante costruita con lamiera d'acciaio stampata e verniciata, è costituita dalla trave e da due supporti. Possono essere elettrificate con prese elettriche e contenere i cavi in eccesso all'interno.


New office furniture system created to work with elegance, functionality and simplicity. Extremely flexible and versatile with a wide range of components either for individual workstations, either for integrated workteams. Offering several types of screen elements increase the privacy potential together with the possibility to delimitate the work area. Available in 7 melamine finishings (Pearl, Anthracite, Cream, Sage, Maple, Cherrywood, With Oak) in combination with aluminium grey or antracite metal structures.

Units carcases made from 18 mm, MFC cat. EI with scrate stain resistant finish, all bak panels made in MFC, 8mm thick, Doors in 18 mm FC cat, EI scrath/stain resistan. Shelves made in sheet steel, cold formed into box section and finisched with scratch resistantepoxid powder coating. Desk in 25 mm MFC cat. EI, scrath/stain resistant finish, with 3 mm ABS resilient edging. Bearing frame made of tube steel and printed steel sheet, finisched with epoxy pow der coa ting, consisting of 2 legs and 1 telescopic beam. The beam allows sockets installation.




Scrivanie canalizzate
Canalized writing desk

UL1080	80x80x69/76h
UL1120	120x80x69/76h
UL1140	140x80x69/76h
UL1160	160x80x69/76h
UL1180	180x80x69/76h




Tavolo dattilo
da agganciare alla scrivania
Typing desk linking to writen desk

UL1004	80x60x69/76h
UL1005	100x60x69/76h
UL1006	120x60x69/76h




Tavolo dattilo indipendente
Indipendent typing desk

UL1008	80x60x69/76h
UL1012	120x60x69/76h
UL1014	140x80x69/76h
UL1016	160x80x69/76h
UL1018	180x80x69/76h




Raccordo
Joint
UL1370
80-80



Raccordo 90°
Joint 90°
UL1300
80-80



Raccordo 90°
Joint 90°
UL1310
80-60



Raccordo 45°
Joint 45°
UL1305
80-80



Gonna per scrivanie
Frontal panel for writing desk

UL8030	80x35h
UL8032	120x35h
UL8034	140x35h
UL8036	160x35h
UL8038	180x35h



Pannello divisorio per scrivania
Dividing panel for writing desk

UL7080	80x35h
UL7120	120x35h
UL7140	140x35h
UL7160	160x35h
UL7180	180x35h

Colori strutture metalliche



Alluminio | Grigio Antracite

Colori fianchi



Bianco | Grigio Perla | Grigio Antracite | Nero





Cassettiera su ruote
3 cassetti
Chest of drawers on casters with three drawers
UL2130
42x50x55h



Cassettiera su ruote
1 cassetto e 1 classificatore
Chest of drawers with one drawer and one filing cabinet
UL2110
42x50x55h



Cassettiera
3 cassetti
Chest of drawers with three drawers
UL2131
42x50x69,5h



Cassettiera
1 cassetto e 1 classificatore
Chest of drawers with one drawer and one filing cabinet
UL2111
42x50x69,5h

Colori piani e frontali



Acero | Ciliegio | Crema | Grigio Perla | Grigio Antracite

Attrezzature

Medical Equipment



AH0392
Paravento 2 ante
Screen with 2 panels

AH0393
Paravento 3 ante
Screen with 3 panels


AH0394
Paravento 4 ante
Screen with 4 panels

Il paravento è composto da elementi uniti tra loro tramite giunti in nylon resistente, è realizzato con struttura in acciaio cromato completo di teli in materiale plastificato, ignifugo classe 1 IM, autoestinguente, antistatico e duraturo nel tempo, con tappi in nylon per appoggio a pavimento. Elementi di ancoraggio in acciaio cromato, puntali in PVC anti scivolo.

Screen composed by theer panels, jointed with strong nylon hooks. The structure is made of chromed steel with lenghs of washable plastic material, antibacterial, fireproof class 1 IM and self-extinguishing, anti-dust and hard-wearing. Plastic plug made of no-slip PVC.

AZ0395
Gancio appendiabiti
in acciaio cromato.

Clothes hook
Made of chromed steel.



AZ0393
Basamento con ruote per AH0393
Elementi di ancoraggio cromato e ruote piroettanti in plastica nera resistente agli urti.

Base with casters for AHA0393
Feet made of chromed steel with swivelling casters made of black plastic material, resistant to the shocks.



AZ0394
Piedini fissi per AH0393
Elementi di ancoraggio in acciaio cromato, puntali in PVC anti scivolo.

Fixed feet for AHA0393
Feet made of chromed steel, with lower part made of nonslip PVC

AZ0392
Basamento con ruote per AH0394
Elementi di ancoraggio cromato e ruote piroettanti in plastica nera resistente agli urti.

Base with casters for AHA0394
Feet made of chromed steel with swivelling casters made of black plastic material, resistant to the shocks.

AZ0397
Piedini fissi per AH0394
Elementi di ancoraggio in acciaio cromato, puntali in PVC anti scivolo.

Fixed feet for AHA0394
Feet made of chromed steel, with lower part made of nonslip PVC



MS3042 Piedini
MS3044 Ruote
Sgabello anticorodal
Struttura in lega leggera, alzata meccanica a vite.
Base a cinque razze con piedini o con ruote. Regolabile in altezza da 53 a 66 cm.
Sedile Ø 36 cm.

Anticorodal stool
The structure is made of anticorodal alloy. Adjustable height with screw from 53 to 66 cm. Base with five spokes, with feet or casters. Seat with Ø 36 cm



AC1008
Pattumiera 12 litri
Struttura in acciaio inox, capacità 12 litri. Coperchio elevabile con comando a pedale. Secchio interno in plastica.

Waste bin 12 lt.
Structure made of stainless steel, capacity of 12 litres. Rising lid by foot pedal. Inner bucket made of plastic.



AC1014
Pattumiera 20 litri
Struttura in acciaio inox, capacità 20 litri. Coperchio elevabile con comando a pedale. Secchio interno in plastica. Srotolamento automatico del sacco successivo.

Waste bin 20 lt.
Structure made of stainless steel, capacity of 20 litres. Rising lid by foot pedal. Inner bucket made of plastic. Automatic unrolling of the successive bag.



AB0756 150 Kg
Bilancia ad orologio
Bilancia meccanica con grande quadrante ad orologio, verniciata a fuoco ed estremamente robusta. Divisione gr. 500, colore bianco, altezza totale cm. 100.

Balance
Mechanical balance with clock face; very strong structure with oven-baked painting. Division 500 gr., white colour, total height cm 100.



AB0709 150 Kg
AB0711 220 Kg
Bilancia con altimetro
Realizzata in acciaio verniciato a fuoco. Pedana stabile antisdrucciolevole. Divisione gr. 100, colore bianco. Lettura a cursore. Altimetro telescopico in alluminio anodizzato inossidabile con misurazione da cm. 60 a cm. 200.

Balance with altimeter *Structure with oven-baked painting. Stabile footboard nonslip. Division gr. 100, white colour, reading sliding tab. Telescopic altimeter made of stainless anodised aluminium, adjustable from cm. 60 to cm 200.*



AH0350 18 h

Scaletta un gradino
Gradino rivestito in materiale antiscivolo con bordo in PVC, struttura in acciaio cromato
Dim 20x40x18h.

One step
Step covered with nonslip material and PVC edges; structure made of chromed steel.



AH0352 36 h

Predellino a due gradini
Gradino rivestito in materiale antiscivolo con bordo in PVC, struttura in acciaio cromato.
4 tappi morbidi alla base.

Small stepladder with two steps
Step covered with nonslip material and PVC edges; structure made of chromed steel. Four soft plugs at the base.



AH0497 36 h

Scaletta a gradino rientrante
Gradino rientrante a cassetto, rivestito in gomma antiscivolo con bordo in PVC, struttura in acciaio cromato.

Small stepladder with re-entering step
Re-entering step covered with nonslip material and PVC edges; structure made of chromed steel.



QA0000

Lampada alogena su stativo a 5 razze su ruote
Dotata di lampadina alogena 50W 12V con vetro protettivo.
Alimentazione 220 V/50Hz.
Trasformatore 220/12V a doppio isolamento.

Halogen lamp on stand with five spokes on casters
Equipped with halogen lamp 50W 12V with protective glass. Power supply 220V/50Hz, transformer 220/12v with double insulation.



AH0000

Attaccapanni a colonna
Realizzato in acciaio cromato o verniciato. A 8 posti completo di porta ombrelli e vaschetta raccogligocce.

Hall stand
Structure made of chromed or varnished steel; with eight places and complete with support for umbrella and storage drops.



AH0396B 2 ganci
AH0396BG 4 ganci

Piantana portaflebo
Struttura in acciaio cromato.
Base antiribaltamento a 5 razze con ruote diam. mm. 50 piroettanti.
Regolabile in altezza tramite molla con fermo, azionata da levetta laterale e completa di ganci.

I.v. stand
Structure made of chromed steel; no-overturning base with five spokes and swivelling casters Ø 50 mm. Adjustable height, complete with hooks.

AZ0396
Kit ruote Ø50 mm antistatiche per piantana portaflebo

Kit of antistatic casters, Ø 50mm, for I.V stand.



AH0397 2 ganci
AH0397B 4 ganci

Piantana portaflebo con supporto pompe infusione
Struttura in acciaio cromato.
Base antiribaltamento a 5 razze con ruote diam. mm. 50 piroettanti.
Supporto per pompe infusione realizzato con doppio gancio in tubo tondo di acciaio cromato, fissato nella parte inferiore fissa. Regolabile in altezza.

I.v. stand with support for infusion pump
Structure made of chromed steel; no-overturning base with five spokes and swivelling casters Ø 50 mm. Support for infusion pump realized with double hook made of chromed steel, and fixed on the lower fixed part of the I.V stand. Adjustable in height.

Armadi Medicinali

Medicines Cabinets





Realizzati in bilaminato plastico.
Porte girevoli a 270° complete di serratura e bordate perimetralmente in ABS sp. 3 mm. con ampia raggiatura.
Parte interna con 6 ripiani montati su cremagliera metallica e regolabili in altezza.
Applicati alle porte 2 contenitori termoformati da 10 posti ciascuno.
Incernierati all'interno due doppi contenitori in ABS con 20 posto ciascuno.
Gli scomparti dei contenitori sono chiusi con ringhierini in plexiglas trasparente.
Alla base gambe in acciaio verniciato diam. 60 mm. con piedini regolabili in nylon.

Made of plastic bilaminate; turning doors to 270°, complete with lock and with ABS edges thickness 3 mm.
Inner part with 6 adjustable shelves.
On the doors there are two thermoformed holders with ten divisions.
Inside the cabinet, there are two double holders fixed through hinges, with 20 compartments each.
The divisions are closed through railing made of trasparent perspex.
At the base legs made of varnished steel Ø 60 mm with adjustable feet made of nylon.

AA2235 Dim. 100x67x195h

Armadio farmaci 60 contenitori 5 ripiani senza mobiletto portastupefacenti

Medicines cabinet with 60 holders 5 shelves without drugs cabinet

TORIO





AA2230 Dim. 100x67x195h

Armadio farmaci 60 contenitori 5 ripiani con mobiletto portastupefacenti

Medicines cabinet with 60 holders 5 shelves with drugs cabinet



AA2222 Dim. 100x67x195h

Armadio farmaci 5 ripiani e 20 vaschette

Medicines cabinet 5 shelves and 20 tanks on the doors

Armadi

Cabinets

Realizzati in bilaminato plastico.
Porte girevoli a 270° complete di serratura e bordate perimetralmente in ABS sp. 3 mm. con ampia raggiatura.
Parte interna con 4 ripiani montati su cremagliera metallica e regolabili in altezza, serratura a tre chiusure. Alla base gambe in acciaio verniciato diam. 60 mm. con piedini regolabili in nylon.

Made of plastic bilaminate; turning doors to 270°, complete with lock and with ABS edges thickness 3 mm. Inner part with four adjustable shelves. At the base legs made of varnished steel Ø 60 mm with adjustable feet made of nylon.



AA1205 Dim. 90x48x195h **AA2220** Dim. 100x67x195h

Armadio farmacia con quattro ripiani

Medicines cabinet with four shelves

Armadi Vetrina

Glass cabinets

Armadio portafarmaci
Struttura in lamiera di acciaio verniciata a polveri epossidiche completa di porte inferiori in truciolare bilaminato bordate ABS sp. 3 mm. porte superiori con telaio in lega leggera di alluminio con vetro antisfondamento, maniglie morbide ergonomiche antitrauma, serrature su tutte le ante.
Una o due ante in vetro con serratura e cornice perimetrale in profilo di lega anodizzato.
Internamente 4 ripiani regolabili.
Base con gambe in tubo tondo di acciaio con piedini in nylon regolabili.

Medicines cabinets
Metal structure made varnished with epoxy powders, complete with lower doors made of chipboard laminate with ABS edges thickness 3 mm.
Upper doors made of aluminium alloy with glass against breaking down, soft and shockproof handles, locks on all the doors.
One or two doors made of glass with lock and perimetric frame made of anodised alloy.
Inside there are four adjustable shelves.
Base with four steel legs and adjustable feet made of nylon.



AA1210 Dim.60x48x195h

Armadio portafarmaci con anta vetro e quattro ripiani

Medicines cabinet with one glass door and four shelves



AA1211 Dim. 90x48x195h

Armadio portafarmaci due ante vetro e quattro ripiani

Medicines cabinet with two glass doors and four shelves





AA1240

Mobiletto portastupefacenti
Mobiletto per portastupefacenti realizzato in lamiera di acciaio verniciata sp. 1,2 mm. con fianchi tamburati, ripiano interno e serratura a tre chiusure.

Small cabinet for drugs
Small cabinet for drug, made of varnished sheet-steel with thickness of 12 mm., with inner shelf and lock.



AA1212 Dim. 90x48x195h

Armadio portafarmaci struttura metallica ante cieche inferiori e vetro superiori

Medicines cabinet metal structure, lower blind doors, upper glass doors



AA1214 Dim. 90x48x195h

Armadio portafarmaci con anta e tre cassetti inferiori

Medicines cabinet with small door and three drawers



AA1213 Dim. 90x48x195h

Armadio portafarmaci con due ante vetro e sei cassetti

Medicines cabinet with two glass doors and six drawers

Armadi in Metallo

Metal Cabinets

Sono realizzati in lamiera di acciaio spessore 8/10 verniciata con polveri epossidiche.
Struttura interna e omega di rinforzo per il fondo di spessore 10/10.
Due tipologie di porte: girevoli su cerniere interne o scorrevoli su cuscinetti e pattini in nylon antirumore, entrambe complete di serratura; anta cieca o a vetro.

The metal cabinets are made of sheet-steel thickness 8/10 and varnished with epoxy powders. Inner frame and reinforcing structure at the bottom with thickness 10/10. The metal cabinets have three different types of doors: normal doors, sliding blind doors and sliding glass doors. They are also complete of lock







ARMADI/*CABINETS*		100 x 47	120 x 47
ARMADIO h195	ANTA BATTENTE /*DOOR*	UM5101	
CABINET h195	ANTA SCORREVOLE CIECA /*SLINDING BILND DOOR*		UM5121
	ANTA SCORREVOLE VETRO /*SLINDING GLASS DOOR*		UM5122
BASE /*SOPRALZO h90*	ANTA BATTENTE /*DOOR*	UM3101	
BASE /*OVERCABINET h90*	ANTA SCORREVOLE CIECA /*SLINDING BLIND DOOR*		UM3121
	ANTA SCORREVOLE VETRO /*SLINDING GLASS DOOR*	UM3102	UM3122
PIEDINI h15 /*FEET h15*		UZ9610	UZ9612
TOP DI COPERTURA h2 / *TOP*		UZ9810	UZ9812
CASELLARI/*FILING CABINETS*		**2 CASSETTI**	**3 CASSETTI**
CASELLARI / *FILINNG CABINETS*		UM7200	UM7300
PIEDINI h15 / *FEET h15*		UZ9600	UZ9600
CASSETTIERA/*CHEST OF DRAWERS*		**1+1 CLASSIF.**	**3 CASSETTI**
		UM2120	UM2130









150 x 47	180 x 47	100 x 60	120 x 60	150 x 60	180 x 60
		UM8101			
UM5151	UM5181		UM8121	UM8151	UM8181
UM5152	UM5182		UM8122	UM8152	UM8182
		UM6101			
UM3151	UM3181		UM6121	UM6151	UM6181
UM3152	UM3182		UM6122	UM6152	UM6182
UZ9615	UZ9618	UZ9620	UZ9622	UZ9625	UZ9628
UZ9815	UZ9818	UZ9820	UZ9822	UZ9825	UZ9828

4 CASSETTI	5 CASSETTI
UM7400	UM7500
UZ9600	UZ9600

4 CASSETTI
UM2140



GIVAS srl
35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
http://www.givas.it
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals and Communities

ISO 9001:2008 organizzazione certificata SINCERT

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.

cielleocomunicazione.it - centrooffset master
CAT 034 - edizione 05/2010